

## PRODUKTDATENBLATT

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz  
OP-Maske  
Basis-UDI-DI: 4260690291009H



<b>Produktbeschreibung / Product description</b>	Einmal-Produkt, 3-lagig gefaltet, mit eingearbeitetem, formbarem Nasenbügel, für Brillenträger geeignet	disposable product, 3 layers folded, with encapsulated, adjustable nose bar, suitable for spectacle wearer
<b>Zweckbestimmung / intended usage</b>	Tröpfcheninfektionsprophylaxe, Patientenschutz und eingeschränkter Schutz für den Träger der Maske; Operations-, Pflege- und Hygienebereiche	prophylaxis against droplet infection, protection of the patient, limited protection of the mask wearer operation-, care- and hygienic sectors
<b>EN Spezifikation / EN specification</b>	CE gemäß EU - Richtlinie 2017/745 - Klasse 1 Produkt, EN 14683:2019 - Typ IIR	CE acc. to EU - guideline 2017/745 - Class 1 Product, EN 14683:2019 - Typ IIR
<b>Zertifikate / certificates</b>	Biochem Lab.	Biochem Lab.
<b>Material / material</b>	Polypropylen - Spinnvlies	n. w. PP-spunbounded fabric
<b>Materialbeschaffenheit / Material characteristics</b>	Innere Lage ca. 20 g/m <sup>2</sup> & äußere Lage ca. 30 g/m <sup>2</sup> , Filtermedium ca. 25 g/m <sup>2</sup> Filterleistung (BFE) >98% gleichmäßig, stabil Gummiband rohweiß, ca. 2,6 mm breit	inner layer appr. 20 gsm & outer layer appr. 30 gsm, filter material appr. 25 gsm Filtration efficiency > 98% even, solid Rubber band raw white, approx. 2.6 mm wide
<b>Gebrauchshinweise / Directions for use Risiko / Risk</b>	Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich. <b>Nasenbügel der Gesichtsform anpassen, um eine möglichst gute Wirkung zu erzielen!</b>	Harmless, if used properly for intended use by qualified persons. <b>Adjust the nose bar to the face and nose to achieve a good efficiency!</b>
<b>Einschränkung der Verwendung / Restrictions of use</b>	Der Anwender ist gehalten, ggf. die Anleihe für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!	The user is expected, if necessary, to prove the suitability of goods for intended use at his own risk!
<b>Allergiehinweis/ Allergy information</b>	latexfrei, glasfaserfrei	latex free, free from fibre glass
<b>Lagerung / storage</b>	kühl und trocken lagern	store in cool and dry place
<b>Größen / sizes</b>	Standardgröße (L) 17,5 cm x (H) 9,5 cm	unysize (L) 17,5 cm x (H) 9,5 cm
<b>Farbe / color</b>	blau	blue
<b>REF</b>	30961-01	30961-01
<b>Verpackungseinheit (VPE) / Packing unit (PU)</b>	50 St. / Packung	50 pcs. / pack
<b>Kennzeichnung VPE / Marking PU</b>	mögliche Hinweise auf VPE beachten, individuelle Lot Nr. zwecks Rückverfolgbarkeit	consider possible remarks on PU individual lot no. for tracing
<b>1 Karton / 1 Euro-Palette 1 shipping carton / 1 Euro pallet</b>	48 / 20 Kartons	48 / 20 cartons
<b>Ursprungsland / Country of origin</b>	Deutschland	Germany